


共焦点レーザースキャン顕微鏡

LSM5Pascal

Ver 3.2

簡易取扱説明書



GFPを導入したミトコンドリアの4Dイメージング画像

オプションソフト：Image VisArtによりシャドーイング処理を施した

2004.03

Carl Zeiss Co.,Ltd.



Carl Zeiss Co.,Ltd.

LSM5PASCAL V3.2

目次

LSM5PASCAL SW3.2 Axiovert200M

取り扱い注意点(はじめに必ずお読みください)

1, システムの起ち上げ(電源の入れ方)	1
2, オペレーティングソフトの起ち上げ	3
3, ソフトウェアの基本操作	4
4, 画像を得る	5
Single Track	9
Multi Track(シーケンシャルスキャン)	10,18
5, 画像の保存と読み出し/データベースの使い方	21
6, 3D画像の作成について	27
7, 光学顕微鏡の使い方	35
8, システムの終了(電源の OFF)	40



Carl Zeiss Co.,Ltd.

LSM5PASCAL V3.2

LSM5PASCAL 取り扱い注意点(最初にお読みください)

1、レーザーモジュールに関して

- ・空冷アルゴンレーザーの空冷ファンの上には何も載せないで下さい。
- ・空冷アルゴンレーザー、ヘリウムネオンレーザーの電源コードには触れないで下さい。
- ・レーザーモジュールの白いカバーの上には何も置かないで下さい。
- ・レーザーモジュールのボックスから出ているオプティカルファイバー(銀色のケーブル)には触れないで下さい。

2、スキャニングモジュールに関して

- ・スキャニングモジュールの上には何も載せないで下さい。
- ・スキャニングモジュールにつながっているオプティカルファイバー(銀色のケーブル)には触れないで下さい。

3、顕微鏡に関して

- ・レーザー顕微鏡で画像を取り込んでいる最中は対物レンズから見えているレーザー光、散乱光を直接覗きこまないようにしてください。失明するおそれがあります。
- ・対物レンズにオイルをつけた場合には、**レンズクリーニング液(以下の混合溶液:酢酸メチル 65%、無水エタノール 30%、エーテル 5%)**で良くふき取っておいてください。倒立型顕微鏡の場合、オイルがレンズの内部に浸潤し、正しい状態での検鏡が出来なくなる恐れがあります。
- ・使用中に対物レンズ及びレボルバーに水溶液等をこぼしてしまった場合、直ちにふき取ってください。特に生理・食塩水の場合には対物レンズ、及びレボルバーの部分がサビてしまう恐れがあります。水漏れが起こった場合には直ちに弊社担当者までご連絡下さい。
- ・蛍光観察用の水銀ランプは高温になります。点灯中、及び消灯後しばらくは手を触れたり、ダストカバーをかけないようにしてください。やけどや発火の恐れがあります
- ・使用中、顕微鏡につながっている電源ケーブルや各種ケーブル等は外さないで下さい。故障の原因になる恐れがあります。

4、ECU(灰色のボックス:ボード等の入っているボックス、多くのケーブルが出ています)について

- ・ケーブル類は外さないで下さい。

5、コンピューターに関して

- ・MO に保存してあるデータを表示させた状態でディスクを取り出さないように下さい。保存してあるデータが破壊される可能性があります。

1、システムの起ち上げ(電源の入れ方)

以下の順番で電源を入れていきます。(システムの設置環境により、順番が変更になる場合があります。取扱説明時に確認しておいて下さい。)

- 1、水銀光源の電源を入れる
- 2、テーブルタップのスイッチを On にする
- 3、PC の電源を入れる
- 4、使用するレーザーを発振させる (Ar レーザー、HeNe レーザー等)

詳細を以下に記します。

- 1、**接眼で蛍光観察を行う際に光源となる、水銀ランプの電源を入れます。**

注) 水銀ランプを点灯すると電磁波が発生しますので、必ず一番はじめに点灯させてください。

- 2、**テーブルタップのスイッチを ON にします。**

- 3、**PC の電源を入れ、Windows に Log in します。**

- 4、**レーザーを発振させます。**

HeNe レーザー (543nm:G 励起)

・キースイッチを右に (90°) 回します。



HeNe レーザー (633nm:R 励起)、ブルーダイオードレーザー (405nm:V 励起) も同様にキースイッチを回します。

Ar レーザー (458・488・514nm:B 励起)


Ar 電源本体のスイッチ (Power Enable) を ON にします。

キースイッチを右に (90°) 回します。この時点で発振を開始します。(レーザーチューブが**オレンジ色からピンク色に変化**したら発振が始まり、スタンバイ状態になったことを示します)

ディップスイッチを Standby (下) から on (上) に上げます。

Power つまみを 10 ~ 11 時の方向に回し、出力を調整します。

11 時以上の方向には回さないでください。



注1) 画像の確認等で PC のみを使用する場合は2、3の操作のみを行います。

注2) レーザーは発振を開始してから約 5 分程度で安定します。




Carl Zeiss Co.,Ltd.

LSM5Pascal V3.2

2、オペレーティングソフトの起ち上げ

・コンピューターを起ち上げると、以下のようなデスクトップ画面が現れます。



・【Pascal】というアイコンをダブルクリックして、オペレーティングソフトを起ち上げます。



・以下のようなウインドウが現れますので、【Online Mode】が選択されている事を確認してから【Start】をクリックして下さい。



- ・**Online Mode**...新たに画像を取得する場合はこのボタンが選択された状態で【Start】をクリック。
- ・**Offline Mode**...PC のみを扱って作業する場合はこのボタンが選択された状態で【Start】をクリック。

注)Offline Modeの状態では起動すると、画像取り等の操作は出来ません。もし、この状態で起動した場合は上記の画面に戻りOnline Modeを選択してソフトを起動し直して下さい。




Carl Zeiss Co.,Ltd.

LSM5Pascal V3.2

3、ソフトウェアの基本操作

・ソフトを起ち上げると初めに現れるウインドウです。操作の開始から終了まで、もっとも基本的なウインドウとなります。



・ソフトウェアの基本的な操作は、大きく下記7項目に別れています。

- 1) **File**……画像のSave/Load、データベースなどを扱うウインドウです。ソフトを終了するためのExitのボタンもあります。
- 2) **Acquire**…画像を取得するためのウインドウです。もっとも頻繁に使用します。
- 3) **Process**…基本的な画像演算を行うウインドウです。
- 4) **3D View**…Acquireで得たセクショニング画像を3D処理する場合に使用します。
- 5) **Macro**……マクロプログラム実行ボタンなど登録することが出来ます。(プログラムの作成には別途オプションソフトMacro Editorが必要です。)
- 6) **Options**…主にシステムを管理される方が使用するところです。
- 7) **Maintain**…基本的にサービスマンが扱うウインドウです。



Carl Zeiss Co.,Ltd.

LSM5Pascal V3.2

4、画像を得る

・LSM5Pascalで画像を得るための基本的な流れは次のようになります。


、レーザーを発振させる(発振済みの際は不要)

、顕微鏡観察を行い、観察場所の確認を行う

、観察する蛍光試薬に対応した励起レーザー / 蛍光の光路を設定する

、レーザースキャンを行い、画像を得る

・画像を得るための操作は[Acquire]以下のボタンを使用します。初心者の方、操作にあまり慣れていない方は、以下の手順に従って操作してみてください。






Carl Zeiss Co.,Ltd.

LSM5Pascal V3.2

4 - 、 Laser Control

・レーザー発振を行っていない場合は、発振させてください(システムの起ち上げを参照して下さい)






Carl Zeiss Co.,Ltd.

LSM5Pascal V3.2

4 - 、Microscope Setup (サンプルの位置決めをします)

・サンプルの位置決めを行う時は顕微鏡本体のボタンを操作して検鏡しますが、このウインドウを用いることで、コンピューター側からもフォーカス以外の操作が可能となります。

・[Acquire]の[Micro]をクリックして下さい。以下のウインドウがあらわれます。



光学顕微鏡において観察を行う場合は、PCの方から光路の変更を行います (VISをクリックします)




顕微鏡の使い方に関しては第 7 章を参照して下さい。



Carl Zeiss Co.,Ltd.

LSM5Pascal V3.2



任意の観察条件を保存できます。
(対物レンズ、蛍光フィルター等を保存しておく
と、ボタンひとつで呼び出せます)

下の光路図が表示されます。

丸で示された部分がマウスクリックで切
り替え可能です。

• Transmitted Light

: 透過光の ON/OFF と光量調節

• Reflected Light

: 蛍光のシャッターの ON/OFF

• Objective

: 対物レンズの切り替え

• Reflector

: 蛍光フィルター/微分干渉アナライザーの
切り替え

蛍光フィルターの交換

下向き矢印をクリックし、任意のフィルター
を選択します

Reflector Turret (蛍光フィルター)

4 - 、 Configuration (LSM の光路を設定します)

・ここではレーザー顕微鏡画像を得るために必要な光路の設定を行います。

搭載しているレーザーの種類によって、観察可能な蛍光試薬に対する光路はあらかじめ登録してあります。

スキャンの方式には 2 種類あります。


Single Track・・・単染色、又は多重染色時の同時励起を行う時に使用します。

Multi Track・・・多重染色時、特に蛍光のかぶり(クロストーク)が顕著な時に使用します。

・ [Acquire] の [Config] をクリックすると、以下のウィンドウがあらわれます。



Single Track



プルダウンメニュー (上図丸印の部分) をクリックすると各蛍光試薬の名前が表示されますので、任意のものを選択し、Apply をクリックします。カチャカチャという音とともにスキャナユニット内の光路の切替えが行われます。

参考: Configuration リストには、代表的な蛍光試薬の名前で光路設定が入っています。B 励起の場合は 'FITC'、G 励起の場合は 'Rhodamin'、R 励起の場合は 'Cy5' の設定を利用してください。




Carl Zeiss Co.,Ltd.

LSM5Pascal V3.2

Multi Track(シーケンシャルスキャン)

・Single Track で多重染色試料を観察した時、蛍光のかぶり(クロストーク)が生じる事があります。
クロストークを防ぎながら画像取得したい場合は Multi Track の設定を使用して下さい。
フレーム毎にレーザーを切りかえながら画像を取得していきます。


Scan Control ウィンドウ ([Acquire] [Scan])



注意) Multi Track はクロストークを防ぐため、複数のレーザー光を交互に照射するようになります。
そのため、1 枚の画像を作成する間に時間差が生じますので、動くようなサンプルに対しては蛍光像をオーバーレイした時にずれが生じる事があります。

4 - 、 Scan Control (画像を得る)

- ・ここでは実際に画像を得るための操作を行います。
- ・レーザースキャンで画像を得る上でも、いくつかの手順がありますので、順を追って解説します。



Scan Control ([Acquire] [Scan])

- 1、**Mode**・・・スキャンのスピードとアベレージングの調整をします
- 2、**Channel**・・・画像のコントラスト & ブライトネス、ピンホールの大きさ、レーザーの減光 (AOTF) の調整を行います。

- ・基本画像を作るには1、2の各調整ポイントをいろいろとさわることになります。調整の仕方は試料の特性、各人の好みにより若干変わってくると思います。

次ページから実際の画像取得の手順を解説します。

4 - - 1、Findボタンを使い画像を表示させます

光学顕微鏡で選択(観察)した部位を実際に画像にします。


・接眼観察を行い、大まかな観察場所の選択を行います。

・顕微鏡/レーザー切り換えノブを動かし、LSMの光路にします。

1) **[Acquire]**の**[Scan]**をクリックします。



2) 続けて**[Channels]**をクリックします。以下のウィンドウが現れます。



3) Pinhole径調節のところにある **1** のボタンをクリックします。(対物レンズ毎に、ある程度適切なPinhole径を算出します)

印で示したOptical Sliceの部分には、表示している画像の厚み情報(1画像がどのぐらいの厚みによって構成されているか)を表示します。

4) 右列の**[Find]** ボタンをクリックして下さい。コンピューターが自動的にコントラスト&ブライトネスを調節し、画像を作ります。



注) 画像が上手くあらわれないようでしたらピントが若干ずれている可能性があります。Findボタンの下の方にある**[Cont.]**をクリックし、レーザーを走査させながら顕微鏡のフォーカスノブをまわし画像(見たい面)の調整を行います。必要があれば再び**[Find]**をクリックし、コントラスト&ブライトネスの調節を行って下さい。




4 - 2、画像のコントラスト&ブライトネスを調節し、観察部位を決定します

・【Find】で調節されたコントラスト&ブライトネスは、輝度の強いシグナルがSaturationしない程度に調整を行いますので、確実にオペレーターの望む画像になるとはいえません。

・画像をスキャンしながらコントラストとブライトネスを調節し、好みの画像を作ってみます。

- 1) **Scan Control**ウインドウの【Channels】をクリックして下さい。以下のウインドウがあらわれます。
- 2) 【Cont.】をクリックしレーザーをスキャンさせながら、以下の部分を調節し好みの画像を作成して下さい



- 3) コントラスト&ブライトネスを決定したら、フォーカスノブとステージを動かし、最終的に観察部位を特定します。調節が終わったらスキャンを【Stop】して下さい。


参考

- ・明るさは主に Detector Gain を調節します。
- ・バックグラウンドノイズを落としたい場合は、Ample.Offset を調節します。
- ・透過像の作成時画像全体のムラを少なくするには Ample.Offset を調節してください。
- ・サンプルに無駄な光を当てないように(出来るだけ蛍光の褪色を防ぐために)こまめに Stop を使用しましょう。

4 - 3、画像のアベレーシングを行います

・観察部位を特定したら、画像のアベレーシング(加算平均処理)を行います。アベレーシングを行うことで、ノイズの低減を行い、画像をシャープにすることができます。

1) 【Scan】の【Mode】をクリックすると、以下のウインドウが現れます。



注) スキャンスピードを遅くしたり、なおかつアベレーシングの回数を増やすことは、画像のノイズを低減させ、よりクリアな像を作成することが可能になります。しかし、その分試料に長時間レーザーを照射することにつながりますので、褪色の激しい試料にはかえってマイナスになる事も考えられます。回数の設定には十分注意して下さい。

アベレーシングの設定項目について

Mode...Line毎にアベレーシング(もしくは積算)するかFrame毎に行うかの選択

Method...シグナルを平均化する(アベレーシング:Mean)か、積算(Sum)させるかを選択

Number...アベレーシング(もしくは積算)の回数の設定を設定




Carl Zeiss Co.,Ltd.

LSM5Pascal V3.2

4 - 、Scan Control ウィンドウの解説

基本スイッチ



New : 新しい画像のウィンドウを表示させます。

Find : オートで画像の作成を行うボタンです。


Fast XY : Scan Speed10でスキャンをします。
画像調整時、なるべく早くスキャンさせたい時に使用します。

Single : 1回スキャンのボタンです。1画像作成するとレーザー のスキャンは自動的に止まります。

Stop : レーザーのスキャンをストップさせます
(Cont.でスキャンさせた 時にスキャンをストップさせる
ボタンです)。

Cont.(Continue) : 連続スキャンのボタンです。画像の調整を行うとき
に使用します。Stopを押すまでスキャン
はとまりません。

[Mode]




Objective Lens & Image Size...レンズの交換、Image Size(画素数)の選択

Speed...スキャンのスピードを設定(13段階、通常は1~2秒程度のスピードで設定)

Pixel Depth, Scan Direction & Scan Average...画素情報の変更(8 or 12 bit)とスキャン方法の選択、アベレージ(平均処理)の設定(Frameで平均するかLineで平均するかは任意で設定して下さい。)

Zoom, Rotation & Offset...ズームファクターの表示、画像の回転の設定、スキャンエリアの移動(各設定のリセットも行うことができます)。このファンクションはスキャン中でも実行可能です。

[Channels]



Channel Data・・・各チャンネルについての情報を設定します

Pinhole[μm]・・・ピンホールの大きさを制御します。Optical SliceにはZ軸方向の分解能が表示されます。大きさはAiry Unitが1程度に設定するのが標準的です。Optical Slice(取得している画像の光学的な厚み)は自由に調整可能です。

ピンホールの Airy が 1 になります



ピンホールが全開になります

Detector Gain、Ampl. Offset、Ampl. Gainで、画像のブライトネス&コントラストを調節して下さい。

Excitation・・・レーザーの各波長ごとにMOTFによるレーザーパワーの調光を行います。


各波長を選択し、スライダーを動かしてレーザーの調光を設定します。

褪色の激しいサンプルの場合は%を落としてスキャンするようにします。


注) サンプル毎のMOTF値はかなり差が出てきます(褪色に関して)。サンプル毎にテストを行い、適切な値を決めるようにしてください。特に488nmに関しては、5～10%程度ではじめてみてください。

Multi Track (シーケンシャルスキャン)

・多重染色のサンプルを LSM5PASCAL で画像取得する際には、Single Track と Multi Track の 2 種類の画像の取り方があります。それぞれがどのような動きで画像取得しているのかを以下に比較します。



・Single Track では選択した色素に対して、複数のレーザー波長を同時に照射 (励起) し、出てきた蛍光を同時に検出ようになります。そのため、上図のように Rhodamine の検出波長域に FITC の光が漏れ込んでくることがあります。




・Multi Track では 1 つの画像をスキャンする間に複数の設定をそれぞれ交互に動かし、同時に画像の重ね合わせを行います。その為、実質、別々に画像を取得している状態になります。

・ただし、レーザー光の切り替えによるわずかな時間の差が生じるため、液中に浮遊しているようなサンプルを観察する場合には画素ずれ等が起こる可能性があります。

・使い方は Single Track とほとんど変わりませんが、光路設定のところ、最初の画像表示の際の操作 (Find の使い方)、コントラスト & ブライツネス調整の部分が若干変わりますので、以下の説明でご確認下さい。

、光路設定

- ・ [Aquire] [Config] 中の [Multi Track] をクリックし、以下のウインドウを表示させます。



、最初の画像表示の際の操作 (Findの使い方)

- ・ Single Trackの際にはFindは1回で良いのですが、Multi Track使用時はそれぞれの設定毎 Pinhole1のボタンとFindを押してください(複数回Findを使用することになります)。





Carl Zeiss Co.,Ltd.

LSM5Pascal V3.2

、コントラスト&ブライトネス調整

・画像の調整(コントラスト&ブライトネス)はそれぞれの擬似カラーを示すボタンによって切り替えて行います。

・例えば、緑のボタンを選択して調整を行うと緑の画像が、赤のボタンを選択して調整を行うと赤の画像がそれぞれ調整されます。





Carl Zeiss Co.,Ltd.

LSM5Pascal V3.2

5、画像の保存と読み出し／データベースの使い方

・LSM5PASCALでは、画像の保存／出力について2つの方法があります。

、データベースに登録する

長所) ・登録画像の一括管理が可能 (プレビューで確認可能)

・画像取得時の各情報があわせて保存される

短所) ・他のソフトで読み出すことはできない

Windowsをお使いの方であればZeissよりデータ-ベース画像閲覧ソフト "Image Browser," を無料ダウンロードすることが可能です (機能には制限があります)。 <http://www.zeiss.de/ImageBrowser>



、各種の画像フォーマットを利用して保存／読み込みを行う(Export)

長所) ・様々な画像フォーマットで保存可能

短所) ・画像取得時の情報は表示されない

・上記2つの保存方法がありますが、元画像はデータベースに保存し、必要に際して他の画像フォーマットに変換して使用することをお勧めします。

『コンピュータの構成 (インストール時の基本構成)』

Aドライブ (A:)・・・3.5インチのフロッピーディスクのドライブ。

Cドライブ (C:)・・・内蔵ハードディスク。主にWindows、LSMソフト関係のものを置いています。

Dドライブ (D:)・・・内蔵ハードディスク。

Iドライブ (I:)...CD-RWドライブ。CDへの書込みは、デスクトップ上のNeroBurningROMというソフトから行います。

?ドライブ (?)...MOドライブ。640MBまでのディスクが対応しています。Windowsフォーマットのみ認識します。

注) 画像はC/Dドライブに保存することが可能です。但し、LSM510を共有機器として納入されている場合、不特定多数のユーザーが使用することが考えられます。その場合、コンピュータのハードディスクの管理が非常に難しくなりますので、それら为了避免のためデータの一時保存などにはDドライブを使用することをお勧めします。

注) 画像の保存に関しては直接MOにいれるのではなく、一旦HDDに保存してからまとめてMOにコピーする事をお勧めします。直接MOに保存するとデータベースファイルや画像ファイルが破損する可能性があります。


5 - 、データベースで画像を管理する

- ・画像をデータベースに登録する前に、データベースの作成を行います。



1) 新規のデータベースを作成する

- ・【File】のウインドウから、【New】をクリックすると、以下のウインドウがあらわれます。





- ・データベースは複数作成することも可能です。

- ・上記方法でデータベースファイルを作成すると、同じ名称でフォルダーが作られます (....mdb)

fig.1。実際はそのフォルダーの中にデータベースファイル(拡張子....mdb)と画像のファイル(拡張子....lsm)が保存されます fig.2。




fig.1



2) データベースへ画像を登録(保存)する

・【File】 【Save】を選択してください。以下のウインドウが現れます。



のところには最近使った5つまでのデータベースが表示されます。もし過去に作製したデータベースに画像を保存したい場合は、一度そのデータベースをOpenし、ソフトにその存在を認識させて下さい。

データベース使用時のファイルの拡張子について


・データベースの作成/画像の保存を行うと、以下のような拡張子のついたファイルが作成されます。

.mdb...データベースのファイルです。実際の画像は保存されていません。

.lsm...データベースに保存されている画像のファイルです、mdbのファイルと関連づけがされています。この拡張子の付いた画像はLSM510のソフトウェアもしくは Image Browserでないと開くことはできません。

3) データベースを閲覧する

・ [File] から [Open] をクリックすると、以下のウィンドウがあらわれます。



The image shows two screenshots from the LSM5Pascal V3.2 software. The top screenshot is the 'Open Database' dialog box, which has a 'Look in:' field set to '(D:)' and a list of folders: 'Lsm510', 'tokyomd', and 'Yaguchi'. The 'File name:' field is empty, and the 'Files of type:' dropdown is set to 'Database Files (*.mdb)'. The 'Open' button is highlighted. An arrow points from a text box to the 'Open' button with the text: 'データベースのファイルを選択し [Open] をクリックします。' (Select the database file and click [Open]).

The bottom screenshot is the main window 'Spectral2.mdb - AIM'. It displays various acquisition parameters on the left, a central image preview, and a right-hand toolbar. The 'Notes' field contains text about 'Unmix using 004 GFP and 005 YFP as reference data'. The 'Processing' section shows 'History: -> Linear Unmixing'. The 'Image Size' is '1024 x 1024 2 Channels'. The 'Reuse' button in the toolbar is circled. An arrow points from a text box to the 'Reuse' button with the text: 'Reuse: このボタンを押すと、表示してある画像と同じ装置条件をシステムに Apply し、画像を取得することが出来ます。' (Reuse: Pressing this button will apply the same device conditions shown in the image to the system and acquire the image). Another arrow points from a text box to the 'Reuse' button with the text: '表示を切り替えることが出来ます。' (You can switch the display). At the bottom, three arrows point from text boxes to the main window: 'Save 時の入力情報を表示' (Display input information at save time) points to the 'Notes' field, '撮影時の主な情報を表示' (Display main information at shooting time) points to the 'Acquisition' section, and 'プレビューのダブルクリックで登録した画像を表示' (Display the registered image by double-clicking the preview) points to the image preview area.

6 - 、他の画像フォーマットを利用する

・ここでは他の画像フォーマット (TIFF/JPEG etc.) で画像を保存したり、それらの画像を読み込んだりする作業について説明します。

1) Exportで保存する

・画像取得後、保存したい画像をクリックで選択し、【File】 【Export】をクリックします。



すると、以下のようなウィンドウが現れます。




Image Typeについて

・Image Typeをの選択を間違えると違った形で保存されることがあります。以下を参照してください。

Raw data single (又はseries) ... 画像のみが保存されます。オーバーレイの情報 (スケール等の書き込んだ情報) は保存されません。Seriesの場合は で付けた名称の後に 000.tif、001.tif、002.tif というような3桁の連番が付いた状態で保存されます

Contents of the Image Window single (又はseries) ... モニター画面に表示された状態がそのまま保存されます。スケール、文字、分割表示等を見たまの状態で保存することが出来ます。


1024 × 1024 pixel以上の画像では圧縮された状態で保存されます。

Full resolution image window single (又はseries) ... 本来の解像度を保ったまま保存することが可能です。

2) Importで画像の読み込みを行う

・様々な保存形式で保存してある画像を呼び出すことが可能です

・【File】 【Import】をクリックします。すると、以下のようなウィンドウがあらわれます。



Single の画像か Series の画像かを選択します。


どのファイルを読み出すのか選択します。

All Supported File を選択します。

【Open】をクリックします。

6, 3D 画像の作成について

6 - ,はじめに



共焦点レーザー顕微鏡では、Z 軸を動かし連続的に画像を得ていくことで、試料のセクションング像を得ることができます。セクションング後、深さ別の擬似カラー付画像や、立体構築、ステレオ画像の作製を行うことが可能です。

立体構築までの流れは以下ようになります。


- 1) 始点(スキャン開始面)と終点(スキャンの終了面)を決め、試料の厚みを見積もる
- 2) インターバル(画像同士の間隔)と枚数を決め、Sectioning (Scan)を行う
- 3) 画像の操作(立体構築その他)

6 - ,試料の Sectioning


- 1) 始点と終点を決め、試料の厚みを見積もる

注意)この時点でスキャンしたい場所の基礎画像(明るさ、コントラスト)の設定はしておいてください。


- ・ [Scan Control] のウィンドウの [Z stack] をクリックします。以下のウィンドウが現れます。



Z setting の項目が
使用可能になります。




・セクションングを行うには、以下のタグを切り替えて設定を行います。



Mark First/Last のタグをクリックしてください。

・以下の手順で行ってください。



XY Cont.をクリックし、スキャンをさせます。

モニターの画像を見ながらフォーカスノブを手前の方向にまわし、セクションングのスタート地点(試料のカバーガラス側)を決めます。

Mark First をクリックし、スタート地点を登録します。

再びモニターの画像を見ながらフォーカスノブを奥側にまわし、セクションングの終わりの面(試料のスライドガラス側)を決めます。

Mark Last をクリックし、終面を登録します。

Scan をストップします。


Stack Z Size のところに設定したサンプルの厚み情報が表示されます。

(2)セクショニングのインターバル(フォーカスのステップ幅)を設定します


ピンホールサイズにしたがって適切な値を設定します



Z Slice をクリックします。



Optimal Interval をクリックします。このボタンをクリックすると、ピンホールで設定された Optical Interval (画像の厚み) の半値幅の値が登録されます。



ここで、セクショニングの枚数が Num Slice に表示されます。

自動で設定された枚数を換えたい場合はスクロールボックスをドラッグして、数値を変更してください



最後に **Start** をクリックすると、セクショニングがはじまります。この時、Start をクリックする前に Average の設定をすると、より、ノイズの少ないセクショニング画像が作られます。


6 - 、スタック画像の表現方法

以下のものがあります

- ・スタック画像もしくは(回転画像などの)処理した画像を見る Slice、Anim
- ・断面を見る Ortho、Cut
- ・深さ別に色を変えて一枚で表現する Depth Coding
- ・回転画像を作る、スタックを1枚に合成する Rotation
- ・ステレオペアの画像を作る Stereo

スタック画像の確認

- ・ Slice と Anim と Gallery があります。
- ・スタック画像を表示後、画像の横にある Slice もしくは Anim ボタンをクリックします。
- ・ **Slice**: スクロールバーを動かして画像の確認が可能です(手動切り替え)
- ・ **Anim**: アニメーションのように画像を確認することが出来ます(自動切り替え)



例) 図は Slice の画面です。右横のスクロールバーで画像の切り替えを行います。

Gallery: スタックの画像をタイルのように並べて表示します。




Carl Zeiss Co.,Ltd.

LSM5Pascal V3.2

断面を見る

- ・ Ortho と Cut の 2 種類があります。
- ・ スタック画像を表示し、右横のボタンの中からそれぞれのボタンを選びます。


Ortho



画面上的ラインをマウスで移動させます。

スタックに対して横方向のラインでカットした断面は上に縦方向にカットした面は右横に表示されます。

Cut



スタックに対して 5 つの軸を動かすことができます。

スタックに対してどの面をカットしているかはここを参考にしてください。




Carl Zeiss Co.,Ltd.


LSM5Pascal V3.2

Depth coding (深さ方向の擬似カラー付画像の作成)

- ・ [3D view] の [DepthCod] ボタンをクリックすると、以下のウインドウが現れます。




- ・ Threshold、Contrast、Brightness 等を適当な値で設定し、[Apply]をクリックすると、深さ別に擬似カラーを付けた画像が表示されます。
- ・ Scale Bar にチェックを入れるとカラーバーのスケールを画面に挿入することが出来ます。



3D Projection(回転画像の作成)

- ・Sectioning した画像を合成し、回転画像を作成することができます。
- ・正面から 1 枚の状態に合成すると、マルチフォーカス画像を作成できます(ある範囲すべてピンとのあった画像となります)。

- ・【3D View】の【Projection】をクリック(選択)すると以下のウィンドウが現れます。



この位置が作製した画像の正面像となります。First Angle 0° の位置です。

- ・ First Angle(例えば 0° に)を設定します。
 - ・ Number Projections(回転画像の枚数)何枚の画像で回転させるのかを設定します。(例えば 32 枚)
 - ・ Difference Angle(画像間の角度)は、右の図を見ながら任意に設定します(例えば 6°)。(枚数によって異なりますが、全体の回転を 90° 又は 180° 程度にすると回転画像が見やすくなると思います)。
- 【Apply】をクリックすると、回転画像の作成が始まります。
- ・ 画像の合成が終了したら、【Anim】ボタンをクリックすることで、画像を回転させることができます。

1 枚の画像で作成する場合には

First Angle: 0°


Number Projection: 1

Difference Angle: どこでも良いです

Stereo Image (ステレオ画像を作成し、表示します)

ここでは、色眼鏡(赤・緑)、立体視による 3D 観察のための画像を作成することができます。

- ・ [3D] の [Stereo] ボタンをクリックすると、以下のウィンドウが現れます。



- ・ Mode では作成する画像として以下の 2 種を選択することができます。
Red/Green Image 色眼鏡観察のための立体画像を作成します
Split Image 立体視観察のための画像を作成します
- ・ Right Left Angle (立体視の角度) を設定します。通常は 5 ~ 10 ° 程度で設定してください。
- ・ **[Apply]** をクリックすると、画像の合成が行われるので、赤緑メガネまたは立体視による観察が可能になります。

補足) Number Image は通常 1 (枚) で設定しますが、複数枚設定し Difference Angle を設定することで、ステレオの回転画像を作成することも可能です。



Carl Zeiss Co.,Ltd.




LSM5Pascal V3.2

7、光学顕微鏡による観察（倒立顕微鏡 Axiovert200M）

- ・このシステムはレーザー顕微鏡だけでなく、光学顕微鏡として明視野 / 微分干渉 / 位相差 / 落射蛍光等の観察を行うことも可能です（納入されている対物レンズ / コンデンサーの種類により若干異なります）。
- ・顕微鏡部分のみを使う場合も、LSMシステムの主電源をONにし、ソフトを立ち上げた状態にして下さい。
- ・Axiovert200Mはレボルバ - （6穴）、蛍光フィルター（最大5個まで）、フォーカスノブ、光路切り替え、蛍光・透過光のシャッター、透過光調光スイッチが電動制御となっています。
- ・鏡基にはそれぞれをコントロールするためのボタンが付属しています。暗室内での誤動作を防ぐために、事前に確認をしておいてください。（各ボタンの配置に付いては次ページの図を参照して下さい）



鏡筒部分を押し倒すと、試料の出し入れが楽になります。



- 1、主電源
- 2、対物レンズレボルバー
- 3、蛍光フィルターターレット
- 4、対物レンズ切り替えボタン
- 5、蛍光フィルター切り替えボタン
- 6、フォーカスノブ
- 7、ゼロ点リセットボタン
- 8、対物レンズ高速上下動ボタン

- 9、透過光(HAL)シャッターボタン
- 10、蛍光(FL)シャッターボタン
- 11、透過光調光スイッチ
- 12～14、光路切り替えボタン
- 15、コンデンサー
- 16、液晶ウインドウ



Carl Zeiss Co.,Ltd.

LSM5Pascal V3.2

7 - 、明視野検鏡

- 1) 顕微鏡/レーザー光路切り換えを行い顕微鏡モードにあることを確認して下さい。
- 2) 鏡基の透過光シャッターボタン (HAL on/off) を押し、透過光をONの状態にします。
- 3) コンデンサーの位置を H の位置に動かして下さい。



回転させて H に合わせます。

- 4) 透過光調光スイッチで適度に光量を設定します。




透過光量調節ノブ

注1) サンプルの見えが悪いときは、ケーラー照明の調整を行って下さい。

注2) 微分干渉検鏡で光路に挿入した偏光板(アナライザー)は光路から外して観察して下さい。

7 - 、透過微分干涉検鏡

- 1) 2つの偏光板 (ポラライザーとアナライザー) を光路に挿入して下さい



ポラライザー (写真は光路に挿入した状態)
角度を0°の合わせます。
**注) ポラライザーは常に光路に入った状態でか
まいません。**



アナライザー (写真は光路に挿入した状態)

- 2)) コンデンサーを**DIC** または**DIC** に設定して下さい。



DIC : 対物レンズは乾燥系の40倍まで
DIC : 対物レンズは40倍以上の油/水浸レンズ

- 3) DIC像をのぞき、レンズ下部に挿入してあるDICスライダーのネジを回し、DICのかかり具合、
像のコントラストを最適なものに調節して下さい。また、セナルモン方式のアナライザーの場合
は、回転させることでDICのかかり具合を調節することが出来ます。

LSMでDIC画像の取得を行う場合、アナライザーは光路に入れません。

**注) 観察のため挿入したアナライザー (偏光板) は観察終了後は光路から外しておいて下さい。挿
入したままにしておくと蛍光像、LSM像が暗くなります。**




Carl Zeiss Co.,Ltd.

LSM5Pascal V3.2

7 - 、位相差検鏡

1) コンデンサーをPh1～3(レンズ表面にPh?と表記)の位置にあわせて下さい。



レンズの表記 Ph? にあわせてコンデンサーの位置を合わせて下さい。


注1) 位相差検鏡は対応した対物レンズ(レンズ表記の文字が緑色のもの)でないと観察できませんので注意して下さい。

注2) 微分干渉検鏡で光路に挿入した偏光板(アナライザー)は光路から外しておいて下さい。

7 - 、落射蛍光検鏡

注) 蛍光光源となる水銀ランプの電源がONされていることを確認してください。

- 1) 鏡基の透過光シャッターボタンを押し (HAL on/off)、透過光の光をOFFにしてください。
- 2) 鏡基の蛍光フィルター切り替えボタンを使用し、任意の蛍光フィルターを選択します。
- 3) 蛍光のシャッター (FL on/offを使用) を開き、観察を行います。



注意) 褪色防止のため蛍光のシャッターは観察が終わったらこまめに閉じるようにして下さい。



Carl Zeiss Co.,Ltd.

LSM5Pascal V3.2

8、システムの終了（電源のOFF）

1、レーザーを OFF にします。

- ・ HeNe543 レーザー / HeNe633 レーザー / ブルーダイオードレーザー

キースイッチを左へ 90 ° 回します。

- ・ Ar レーザー

出力つまみを戻し、ディップスイッチを Standby に下げ、キーを左方向に回して OFF にします。（OFF にしてから約 5 分間、冷却ファンが動いています。時間がたてば自動的に止まりますので、それまで の操作を行わないようにして下さい。

約 5 分後、冷却ファンが止まったら Power Enable スイッチを OFF にします。

2、水銀ランプの電源を OFF にします。

3、LSM のソフトを終了します。 【File】 【Exit】、最初の画面（Start の画面）で Exit を選択します。

4、Windows2000 を終了させます。 画面左下の Start Shut Down を選択し、終了させます。数秒後に PC の電源も自動的に OFF になります。

5、テーブルタップのスイッチを OFF にします。

終了後、油浸レンズ・水浸レンズを使用した場合は油及び水をふき取っておいてください。（クリーニング液の組成：酢酸メチル 65%、エタノール 30%、ジエチルエーテル 5%）